

Fiziodispenser Sargucal Pro NSK

Autoclav Vacuklav MELAG

Curățarea și dezinfectarea automată a instrumentelor cu ajutorul unui dispozitiv de spălare-dezinfectare este cea mai sigură procedură în ceea ce privește protecția pacientului cât și a personalului.

Aceasta se realizează prin căldură umedă/abur.

Autoclavul permite aburului să pătrundă printre instrumentarul împachetat în prealabil în pungi destinate specific acestui proces.

Etichetele emise cu codul de bare la finalul ciclului de sterilizare pot fi apoi printate cu MELAprint pentru a facilita trasabilitatea fiecărui element sterilizat. Acestea pot fi scanate și adăugate la sistemul de administrare a pacientului.

